

# Hernia-tex<sup>®</sup> 3DC



## Tricot Tri-dimensionnel Collagène

Renfort de paroi **Tri-dimensionnel**  
Polyester Tricoté avec Collagène

- > Hernies, Eventrations
- > Laparotomie

*Three-dimensional wall reinforcement  
Knitted Polyester with Collagen*

- > *Hernias, Eventrations*
- > *Laparotomy*



**SURGICAL  
IOC<sup>®</sup>**


L'alliance pour l'innovation

# Hernia-tex<sup>®</sup> 3DC

## Tricot Tri-dimensionnel Collagène

La prothèse **HERNIA-TEX<sup>®</sup> 3DC** est constituée :

- > D'un tricot tri-dimensionnel à mailles hexagonales à base de fils multifilaments en polyester.
  - > Cette structure tricotée confère à la prothèse une grande souplesse et une grande résistance mécanique.
  - > D'un revêtement biologique à base de collagène.
- Son caractère hydrophile favorise l'intégration tissulaire de la prothèse.



*The **HERNIA-TEX<sup>®</sup> 3DC** prosthesis is composed of :*

- > *A three-dimensional knitted fabric with hexagonal mesh in multifilament polyester thread.*
- > *A knitted structure giving the prosthesis a high level of flexibility and mechanical resistance.*
- > *A collagen-based biological coating. Its absorbent nature favours tissue integration of the prosthesis.*

Référence Reference	Tailles en cm Size in cm	Schéma Diagram
3DC 0913	09 x 13	
3DC 0913 NF	09 x 13	
3DC 1015	10 x 15	
3DC 1515	15 x 15	
3DC 1517	15 x 17	
3DC 3030	30 x 30	

> Autres tailles et découpes, nous consulter. Toute commande passée avant 16h30 est expédiée le jour même par service express.

> Please consult us for other sizes and cuts. All orders placed before 4.30 p.m. are dispatched the same day by express service.

> **Commandes | Orders :**

Tel. +33(0)4 77 91 42 00 | Fax. +33(0)4 77 91 42 01

SURGICAL - IOC<sup>®</sup> - 88 rue Marengo  
42000 SAINT - ETIENNE | FRANCE  
Internet : [www.surgical-ioc.com](http://www.surgical-ioc.com)



**SURGICAL  
IOC<sup>®</sup>**  
L'alliance pour l'innovation