



# SiliBand®

## Gastroplastie Verticale Calibrée

### Anneau en silicone

- > Calibrage de la poche de gastroplastie
- > Minilaparotomie.

### *Ring made of silicone*

- > *Calibration of the gastroplasty pouch*
- > *Minilaparotomy*



**SURGICAL  
IOC®**

L'alliance pour l'innovation

# SiliBand®

## Gastroplastie Verticale Calibrée



Positionnement de l'anneau sur l'estomac  
Positioning of the ring on the stomach



Fixation de l'anneau  
Fixing of the ring to the stomach



Cicatrice < 7 cm  
Scar < 7 cm



Contrôle radio post-opératoire  
Post-operative radiography

### Anneau SiliBand® :

- Constitué de Silicone non-adhérent et radio-opaque.
- Facile à positionner sur l'estomac.
- Forme et géométrie garantissant un calibrage stable et reproductible de la poche gastrique.

### Composition du kit :

- 1 anneau SiliBand® en silicone implantable opaque aux rayons X (ORX).
- 1 fil de suture 2/0 non résorbable, tressé en polyester revêtu anti-adhérent, avec aiguille droite de 60 mm, pointe ronde.
- 1 fil de suture 2/0 non résorbable, tressé en polyester revêtu anti-adhérent, avec aiguille courbe 3/8ème de 30 mm, pointe ronde.

- 1 réglette centimétrique transparente en silicone.

### Documents annexes :

- 1 notice d'utilisation
- 1 vignette pour identification et traçabilité
- 1 ivret patient

Réf.	L (mm)	Ø (mm)
SB 550	55	17,5

\*diamètre interne de l'anneau fermé  
\*internal diameter of the closed ring

### Siliband® the Ring :

- Made of non-adherent and radio-opaque Silicone.
- Easy to set on the stomach.
- Shape and geometry ensuring a stable and reproducible calibration of the gastric pouch.


### Composition of kit :

- 1 SiliBand® band made of radio-opaque implantable silicone.
- 1 non-absorbable braided 2/0 suture of anti-adhesion coated polyester, on a 60 mm straight needle with round tip.
- 1 non-absorbable braided 2/0 suture of anti-adhesion coated polyester, on a 30 mm 3/8 circle curved needle with round tip.

- 1 transparent silicone centimetre ruler.

### Additional documents :

- 1 instructions for use
- 1 sticker for identification and traceability
- 1 patient leaflet



### Bibliographie :

> Pierre Urbain, MD. The Proring®-Band : A New Device in the Field of Restrictive surgery : Preliminary Experience. *Obes Surg* 2002 ; 12 : 588-591

### > Commandes | Orders :

Tél. +33(0)4 77 91 42 00 | Fax. +33(0)4 77 91 42 01

SURGICAL - IOC® - 88 rue Marengo  
42000 SAINT - ETIENNE | FRANCE  
Internet : [www.surgical-ioc.com](http://www.surgical-ioc.com)



**SURGICAL  
IOC®**  
L'alliance pour l'innovation